F-Praktikum MBS

TU Dresden

## Ver such sprotokoll

# Mauerspektroskopie

Maximilian Obst, Thomas Adlmaier

Protokoll: 1. Dezember 2016

Messung: 18.11.2016

Ort: Technische Universitresden, Institut fr Festkrperphysik

Betreuer: Philipp Materne

Abbildung 1: Aufbau und Funktionsprinzip der Mauerspektroskopie an  $^{57}\mathrm{Fe}\ [1]$ 

## Inhaltsverzeichnis

1	Phy	sikalische Grundlagen	3			
	1.1	Hyperfeinwechselwirkungen	3			
		1.1.1 Magnetischer Kernspineffekt	3			
		1.1.2 Elektrische Kernspineffekte	3			
		1.1.3 Isotopeneffekte	4			
	1.2	Mauereffekt	4			
	1.3	Dopplereffekt	4			
	1.4	Radioaktiver Zerfall	5			
2	Dur	chfhrung	5			
	2.1	Kalibrierung	6			
	2.2	Eisenfolie	6			
	2.3	Ferrocen	6			
	2.4	Auswirkungen eines Magnetfeldes	7			
3	Analyse					
	3.1	Kalibrierung	7			
	3.2	Mauerspektrum von <sup>57</sup> Fe	8			
	3.3	Anpassungen des Modells fr Eisen	8			
		3.3.1 Grundmodell	8			
		3.3.2 Anpassung auf ein rein magnetisches Feld	9			
		3.3.3 Einfluss der Probendicke	9			
		3.3.4 Ausrichtung des Magnetfelds der Atome	9			
		3.3.5 Variation des Magnetfeldes	10			
	3.4	Beschreibung und Erklng der Beobachtungen fr Eisen	10			
	3.5	Anpassungen des Modells fr Ferrocen	12			
4	Fazi	it	13			
Literatur						

## 1 Physikalische Grundlagen

Die Mauerspektroskopie ist ein physikalisches Analyseverfahren, bei dem zerstrungsfrei ein Material auf seine Bestandteile sowie ihre elektrische Interaktion untersucht wird. Das Hauptanwendungsgebiet ist dabei die Unterscheidung zwischen zwei- und dreiwertigem Eisen. [2] Fr die Mauerspektroskopie werden sowohl der Doppler- als auch der Mauer-Effekt genutzt.

#### 1.1 Hyperfeinwechselwirkungen

Die Hyperfeinstruktur ist eine Aufspaltung der Energieniveaus in den Spektrallinien der Atomspektren und damit einer der Effekte, die der Entartung entgegenwirken. Sie ist etwa 2000 mal kleiner als die Feinstruktur und wird durch die Interaktion der Elektronen mit dem Kernspin, die in elektrische und magnetische unterschieden werden knnen, und den verschiedenen Isotopen eines Atoms bewirkt. [3]

#### 1.1.1 Magnetischer Kernspineffekt

Der magnetische Kernspineffekt fhrt zur sogenannten Zeeman-Aufspaltung: Dabei wird das Spektrum in 2I+1 Zuste geteilt. Fr  $^{57}$ Fe kann das Zeeman-Spektrum in Bild  $^{2}$ (a) gesehen werden.

$$H_z = -g_I \mu_n I_z B_z \tag{1}$$

#### 1.1.2 Elektrische Kernspineffekte

Die Effekte des elektrischen Kernpotentials lassen sich ber folgende Formel verstehen:

$$H_{elektr.} = \int \rho(\vec{r})\Phi(\vec{r})d^3 \tag{2}$$

Diese Formel kann mit einer Taylorreihe entwickelt werden:

$$H_{elektr.} \approx Ze\Phi(0) - \frac{Ze < r^2 > \rho_e(0)}{6\epsilon_0} + \frac{e}{6} \sum_{i=1}^{3} V_{ii}Q_{ii}$$
 (3)

Hierbei beschreibt der erste Teil die normalen Kernzuste, der zweite eine Isomerieverschiebung und der dritte das Quadropolmoment. Die Isomerieverschiebung beschreibt dabei die Energie des Kerns in der Elektronenhlle. Da sie nur von Grn aufgestellt wird (Ladungsdichte der Hlle  $\rho_e$  und Kernsradius  $< r^2 >$ , die fr das ganze Atom gelten, verschiebt sie alle ergangsenergien in gleichem Ma wie in Bild 2(c) gesehen werden kann. Da eine Isomerieverschiebung auch in der Strahlungsquelle auftreten kann, muss sie stets auf die Quelle bezogen werden. Das Quadropolmoment schlieich lt im Sonderfall, dass  $V_{xx} = V_{yy}$  darauf schlien, wie groer Kernspin ist: Bei einem Kernspin von  $\frac{1}{2}$  entsteht keine Aufspaltung, bei  $\frac{3}{2}$  wird das Spektrum schon in zwei Zuste geteilt - dieser Fall tritt bei  $^{57}$ Fe auf und das entstehende Bild kann in Bild 2(b) gesehen werden. Dies ist darauf zurckzufhren, dass im genannten Sonderfall das Quadropolmoment nur vom Quadrat der z-Richtung der Hauptquantenzahl  $I_z$  abhig ist.

#### 1.1.3 Isotopeneffekte

- Kernmassen-Effekt Bei Absorption und Emission von Photonen durch Atome findet eine Auslenkung der Atomkerne von ihrer Ruhelage statt. Dies fhrt zu einer Schwingung, die die effektive Masse der Elektronen absenkt. Das wiederum fhrt zu einer Ausspaltung der Energieniveaus, die von der Masse des Atomkerns und somit dem Isotop abht. Dieser Effekt wird bei steigender Kernmasse geringer.
- Kernvolumen-Effekt Elektronen der s-Schale haben eine gro Wahrscheinlichkeit, sich im Atomkern zu befinden. Dies fhrt zu einer Abweichung des Potentials, was eine Anhebung der Energieniveaus zur Folge hat. Dieser Effekt wird grr, ja grr der Kern wird, die Abweichung bei verschiedenen Isotopen ist aber bei kleinen Kernen grr, da hier die Volumendifferenzen ster ins Gewicht fallen.

#### 1.2 Mauereffekt

Wie unter Isotopeneffekte beschrieben, beginnt ein Atomkern zu schwingen, sobald er ein Photon emittiert oder absorbiert. Diese Schwingung ist von der Energie des Photons und der Masse des Atomkerns abhig. Der Mauereffekt jedoch beseitigt diese Effekte nahezu vollstig: Bestimmte Elemente sind in der Lage, den entstehenden Stober das gesamte Gitter zu verteilen. Damit ist der Anteil der Masse des Atomkerns um Grnordnungen hher. Der Stoird damit nahezu rekstorei.

#### 1.3 Dopplereffekt

Der Doppler-Effekt beschreibt die Dehnung oder Stauchung von Wellen, die durch eine Bewegung des Wellen-Aussenders hervorgerufen werden. Beschrieben wird der Effekt hig ber die entstehende Frequenzerung. Ohne Medium, also fr elektromagnetische Wellen,

kann diese derung mit folgenden Formeln beschrieben werden:

$$f_{Beobachter;allgemein} = f_{Quelle} \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c}\cos(\alpha)}$$
 (4)

$$f_{B;longitudinal} = f_{Quelle} \sqrt{\frac{c+v}{c-v}}$$
 (5)

$$f_{B;transversal} = f_{Quelle} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{6}$$

Dabei beschreibt  $\alpha$  den Winkel zwischen Bewegung und der Strecke Beobachter-Quelle.

#### 1.4 Radioaktiver Zerfall

Nicht alle Atomkerne sind stabil. Einige knnen zerfallen. Dieser Zerfall ist je nach Atomkern unterschiedlich, es werden vier Arten unterschieden:

**Alpha-Strahlung:** Hier werden beim Zerfall des Atomkerns He<sup>2+</sup>-Kerne freigesetzt. Diese sind sehr schwer und knnen daher schwere Schn in ihrer Umgebung anrichten. Allerdings fliegen diese Teilchen nicht sehr weit und knnen gut abgeschirmt werden.

$${}_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z-2}^{A-2}Y + {}_{2}^{2}He$$
 (7)

Beta-Strahlung: Bei dieser Strahlungsart wandelt sich ein Neutron in ein Proton oder umgekehrt. Die entstehenden Elektronen oder Positronen fliegen weiter als Alpha-Teilchen, haben aber auch eine verringerte schngende Wirkung.

$${}_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z+1}^{A}Y + e^{-} + \bar{\nu}_{e} \tag{8}$$

$${}_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z-1}^{A}Y + e^{+} + \nu_{e}$$
 (9)

Gamma-Strahlung: Diese Strahlung fhrt nicht zu einer Vererung des Atomkerns sondern bringt diesen nur von einem angeregten Zustand zurck in den Grundzustand. Dabei werden hochenergetische Photonen ausgesendet, die nur schwach schgend wirken, aber eine hohe Reichweite haben und kaum abzuschirmen sind.

$${}_{Z}^{A}X* \rightarrow {}_{Z}^{A}X + \gamma \tag{10}$$

## 2 Durchfhrung

Im Versuch wird eine ummantelte  $^{57}$ Co-Quelle verwendet, die Gammastrahlung emittiert. Die Energie der emittierten Photonen haben Peaks bei 136 keV, 122 keV und 14,4 keV. Fr

die Messung sind Photonen der Energie 14,4 keV interessant. Fr die Detetktion wird ein Silicium-Detektor verwendet. Ziel des Versuchs ist eine Einfhrung in die Verwendungsmethoden von lokalen Sonden, im speziellen der Mauer-Spektroskopie.

#### 2.1 Kalibrierung

Um die Messung mglichst genau zu machen, soll das Programm nur Photonen aufzeichnen, die im gewollten Energiespektrum liegen. Dafr muss am Anfang das Gamma-Fenster auf den  $14,4\,\mathrm{keV}$ -Peak gesetzt werden. Um diesen zu bestimmen, wird je eine 5-mintige Messung des Pulshhenspektrums von der Quelle ohne Probe und mit einer  $4x3\,\mu$ m-Eisenfolie aufgenommen. Die Spektren werden bereinandergelegt und aus dem entstehenden Bild der  $14,4\,\mathrm{keV}$ -Peak bestimmt. Anschliend wird das Gammafenster auf diesen Peak gesetzt.

Danach wird das Mauer-Spektrum der  $4x3\,\mu$ m-Eisenfolie etwa 75 Minuten lang aufgenommen. Dafr wird eine Spannung  $U_{Antrieb}$  von etwa 195 mV an den Antrieb der  $^{57}$ Co-Quelle angelegt. Mithilfe des aufgenommenen Spektrums wird der  $\alpha$ -Faktor zwischen  $U_{Antrieb}$  und Geschwindigkeit  $v_{Quelle}$  bestimmt. Dafr wird das Programm Moessfit verwendet, welches mit einem ersten abgeschen  $\alpha$ -Faktor einen Fit an das Mauer-Spektrum anlegt und einen dafr passenden Wert des Magnetfeldes zwischen den Atomen  $B_{fit;Atome}$  angibt. Mit dem Wissen, dass das Magnetfeld zwischen den Atomen  $B_{th.;Atome}$  33,3 T entsprechen soll, wird ber die Formel 12 der korrekte  $\alpha$ -Faktor bestimmt. Anschliend werden die in Moessfit zur Verfgung stehenden Variablen angepasst, bis das verwendete Modell bestmglich dem betrachteten Verhalten entspricht. Die Anpassungen werden physikalisch erkl.

$$v_{Quelle} = \alpha_{exp} U_{Antrieb} \tag{11}$$

$$\alpha_{exp} = \alpha_{Schung} \frac{B_{th.;Atome}}{B_{fit:Atome}} \tag{12}$$

#### 2.2 Eisenfolie

Nun wird das Mauer-Spektrum einer  $25\,\mu$ m-Eisenfolie wieder ber etwa 75 Minuten aufgenommen. Im aufgenommenen Bild werden wieder die Variablen angepasst, bis das Modell bestmglich bereinstimmt. Anschliend wird das betrachtete Spektrum mit dem der  $4x3\,\mu$ m-Eisenfolie verglichen und die Abweichungen physikalisch erkl.

#### 2.3 Ferrocen

Der Versuch wird ein weiteres Mal fr Ferrocen durchgefhrt. Dabei wird eine verringerte Antriebsspannung verwendet, die eine Geschwindigkeit der Quelle von 2,5 mm s<sup>-1</sup> bewirkt. Wieder werden im aufgenommenen Bild die Variablen angepasst und die Anpassungen physikalisch erkl.

#### 2.4 Auswirkungen eines Magnetfeldes

Im letzten Versuchsteil werden an die 25 µm-Eisenfolie zwei unterschiedliche Magnetfelder angelegt, wieder ber etwa 75 Minuten das Mauer-Spektrum aufgenommen und in den erhaltenen Bildern die Variablen angepasst, bis das Modell die Werte am Besten wiedergibt. Die Bilder und Variablen werden miteinander und mit den Bildern und Variablen der anderen Eisenfolien-Messungen verglichen und die Ergebnisse physikalisch interpretiert.

## 3 Analyse

### 3.1 Kalibrierung

Abbildung 3: Pulshhenspektren der verwendeten Quelle ohne und mit  $4x3 \mu m$ -Eisenfolie

Abbildung 4: Gamma-Spektrum einer <sup>57</sup>Co-Quelle

Zunst wurde zur Festlegung des Gamma-Fensters das Pulshhenspektrum der Quelle mit und ohne 4x3 µm-Eisenfolie aufgenommen. Das Ergebnis kann in Bild 3 gesehen werden. Fr eine bessere Sichtbarkeit der Ergebnisse wurde eine logarithmische Skala bei der Ordinate gewt. Es knnen 8 Peaks in drei Gruppen beobachtet werden: Die erste Gruppe umfasst Peaks bei den Kann 56, 228 und 361, die zweite bei 1171 und 1349 und die dritte bei 2508, 2803 und 3024. Das Spektrum einer <sup>57</sup>Co-Quelle umfasst im Normalfall 4 Peaks, wie in Bild 4 gesehen werden kann. Von diesen knnen zwei zur ersten Gruppe gerechnet werden: Der 7 keV-Peak und der 14,4 keV-Peak, die den Peaks in den Kann 56 und 228 entsprechen. Diese Zuordnung ist mglich, da diese Peaks eine hohe Verringerung bei Einbringen des Eisens erfahren: Den Photonen niedriger Energie gelingt es seltener, das Eisen zu durchdringen. Die Photonen der Energie 14,4 keV werden vom Eisen absorbiert und in alle Raumrichtungen wieder abgestrahlt, was eine Verringerung im betrachteten Raumwinkel bedeutet. Die brigen zwei Peaks knnen zur dritten Gruppe gezt werden: Der gre Peak bei Kanal 2508 entspricht dem Peak bei 122 keV, der den gren Abstrahlungspeak einer <sup>57</sup>Co-Quelle entspricht. Der Peak danach bei Kanal 2803 kann dem darauf folgendem Peak bei 136 keV zugeordnet werden. Damit ist der gesuchte Peak bei 14,4 keV identifiziert. Die brigen 4 Peaks bei den Kann 361, 1171, 1349 und 3024 sowie die Stufen bei den Kann 700 und 1745 sind schwieriger zu erkln.

Mit diesem Ergebnis wurde das Gamma-Fenster auf die Kan??? bis ??? gesetzt.

Fr die Antriebsspannung  $U_{Antrieb}$  wurde der Wert (190.5  $\pm$  0.2) mV eingestellt. Zu Beginn wurde ein  $\alpha_{Schung}$ -Wert von 0.02 angenommen. Diese Annahme fhrt zu einem  $B_{fit;Atome}$ 

von 19,07 T. Damit ergibt sich ber die Formel 12 folgender  $\alpha$ -Faktor:

$$\alpha_{exp} = 0.03493034309$$

### 3.2 Mauerspektrum von <sup>57</sup>Fe

- (a) Standardmg verwendete Paramter von Moessfit
  - (a) Standardmg verwendete Paramter von Moessfit
- (b) Verwendete Winkel im Modell
- (a) Mauerspektrum
- (b) Gefittete Werte des Spektrums

Abbildung 6: Gefittetes Mauerspektrum von 4x3 µm-Eisenfolien

- (a) Mauerspektrum
- (b) Gefittete Werte des Spektrums

Abbildung 7: Gefittetes Mauerspektrum von einer 25 µm-Eisenfolie

### 3.3 Anpassungen des Modells fr Eisen

#### 3.3.1 Grundmodell

Fr die Auswertung wird das Programm Moessfit verwendet. Eine Ansicht der standardmg verwendeten Fitparamter findet sich in Bild 5a. Die Parameter beschreiben folgende Dinge:

- B: Betrag des lokalen Magnetfelds
- Vzz: z-Komponente des lokalen elektrischen Felds
- eta: (Vxx-Vyy)/Vzz, entspricht der Asymmetrie des E-Feldes
- theta: Winkel zwischen B-Feld und z-Achse, siehe Bild 5b
- phi: Winkel zwischen B-Feld und x-Achse, siehe Bild 5b
- CS: Isomerieverschiebung in Bezug zur Isomerieverschiebung der Quelle (hier als 0 gesetzt)
- omega: Breite der Linien/Peaks
- 10: Basis-Linie der Intensites Fits
- $A\theta$ : Fle unter dem Fit-Graphen
- beta: Texturwinkel zwischen einfallenden Photonen und z-Achse, siehe Bild 5b
- gamma: Texturwinkel zwischen einfallenden Photonen und B-Feld, siehe Bild 5b

- (a) Mauerspektrum
- (b) Gefittete Werte des Spektrums

Abbildung 8: Gefittetes Mauerspektrum von einer mit zwei Stabmagneten ausgerichteten  $25\,\mu\text{m}\text{-Eisenfolie}$ 

- (a) Mauerspektrum
- (b) Gefittete Werte des Spektrums

Abbildung 9: Gefittetes Mauerspektrum von einer mit zwei Ringmagneten ausgerichteten  $25\,\mu\text{m}\text{-Eisenfolie}$ 

#### 3.3.2 Anpassung auf ein rein magnetisches Feld

Um die Bilder 6, 7, 8 und 9 auszuwerten, muss das verwendete Modell und damit die Fitparameter angepasst werden. Dafr ist zunst die Beobachtung hilfreich, das wir bei allen Diagrammen 6 Peaks sehen. Dabei sind die Peaks in der Gr geordnet: Die gren liegen aun, die kleinsten innen. Diese Peaks entsprechen also sehr gut denen in Bild 2(a). Es ist also davon auszugehen, dass fr die Auswertung die Einflsse des elektrischen Feldes weitestgehend ignoriert werden knnen - damit werden die Parameter Vzz und eta nicht mehr bentigt. Mit der Definition, dass das betrachtete B-Feld entlang der z-Achse verlt, knnen auch theta und phi auf null gesetzt und in Folge ignoriert werden. Mit diesen Definitionen spielt gamma keine Rolle mehr und kann ignoriert werden. Bentigt werden also weiterhin: B, CS, omega, I0, A0 und beta.

#### 3.3.3 Einfluss der Probendicke

Nun muss betrachtet werden, was gemessen werden soll: Gesucht werden die Einflsse der Probendicke und der Ausrichtung der Magnetfelder der Atome im Eisen. Um den Einfluss der Probendicke deutlicher zu machen, liefert Moessfit die Mglichkeit, statt der Fle  $A\theta$  das Transmissionsintegral ta auszugeben. Dieses beschreibt direkt den Einfluss der Probendicke: Je grr ta wird, desto ster absorbieren die kleinen Peaks im Diagramm im Vergleich zu den gron. Fr weitere Berechnungen schlie das Programm aus ta auf  $A\theta$ .

#### 3.3.4 Ausrichtung des Magnetfelds der Atome

Um die Ausrichtung der Magnetfelder der Eisen-Atome deutlich zu machen, wird beta transformiert zu fraglong, was fr den Anteil der Eisen-Atome steht, deren Magnetfeld parallel zum Strahl der Photonen steht. Im Anschluss werden die Atome, die parallel zum Photonenstrahl stehen und die, die senkrecht dazu stehen, getrennt betrachtet: Ihr Anteil an  $A\theta$  des Graphen wird getrennt ausgerechnet und anschliend addiert. Damit

wird der mittlere Winkel der Atome beta nicht mehr gebraucht.

#### 3.3.5 Variation des Magnetfeldes

Dieses Modell beschreibt bereits einen gron Teil der Daten, hat aber noch eine Schwe: Bei der Betrachtung des Mauerspektrums der mit einem eren Magnetfeld ausgerichteten Eisen-Atome zeigt sich, dass die mittleren Peaks vom Modell als kleiner berechnet werden, als sie im Bild zu sehen sind. Grund dafr ist die Annahme, dass das Magnetfeld berall konstant ist. Durch das Anlegen eines eren Feldes ist diese Annahme jedoch nicht mehr richtig. Daher werden zwei zusliche Parameter eingefhrt, die eine Beschreibung des realen Magnetfeldes als Normalverteilung erlauben: B0 und sigma. Formel 13 zeigt die Nutzung der Parameter. Fr B0 wird das normale magnetische Feld im Eisen, also  $33,3\,\mathrm{T}$ , gewt.

$$B_{Feld} = e^{-\frac{B-B0}{2sigma^2}} \tag{13}$$

Fr das verwendete Modell werden also die Parameter B, CS, omega, I0, ta, fraglong, B0 und sigma verwendet. Die Ergebnisse knnen in den Bildern 6, 7, 8 und 9 gesehen werden.

#### 3.4 Beschreibung und Erklng der Beobachtungen fr Eisen

Zunst werden die Peaks in Moessfit vermessen und mit der Nulllinie *I0* verglichen. Daraus ergeben sich Absorptionsraten fr jeden Peak, die in Tabelle 1 zu sehen sind.

	Innere Peaks [%]	Mittlere Peaks [%]	re Peaks [%]
25 μm-Eisenfolie	9,99	18,65	22,17
4x3 μm-Eisenfolie	5,92	14,23	14,48
25 μm-Eisenfolie mit Stabmagneten	7,21	18,97	15,64
25 μm-Eisenfolie mit Ringmagneten	10,13	21,59	22,51

Tabelle 1: Absorption der Peaks in %

Aus der Tabelle sind verschiedene Dinge zu entnehmen:

- 1. Die 25  $\mu$ m-Eisenfolie absorbiert ster als die  $4x3 \mu$ m-Eisenfolie
- 2. Keine der Folien zeigt das "normale" Verhalten, wonach die Linien die Gr<br/>nverhnisse 1:2:3 haben sollten. Die 25 µm-Eisenfolie zeigt ein 1:1,87:2,22, die 4x3 µm-Eisenfolie ein 1:2,40:2,45 Verhalten
- 3. Wenn die  $25\,\mu\text{m}$ -Eisenfolie mit Stabmagneten geordnet wird, sinken die Absorption des ersten und dritten Peaks um  $25\,\%$ , wend die des zweiten Peaks annrnd gleich bleibt

4. Die Beeinflussung der  $25\,\mu m$ -Eisenfolie durch zwei Ringmagnete fhrt zu einer hheren Absorption des zweiten Peaks

Der erste Punkt lt sich ber ta quantifizieren: Wend die 25 µm-Eisenfolie einen ta-Wert von 7,4422 aufweist, hat die 4x3 µm-Eisenfolie einen Wert von 4,5057, also etwa  $40\,\%$  weniger. Diese Abweichung stimmt sehr gut mit den ersten Peaks beider Folien berein, die ebenfalls eine Abweichung von etwa  $40\,\%$  zeigen. Beim dritten Peak ist der Unterschied schon grr, hier ist der Peak der 4x3 µm-Eisenfolie nur etwa  $35\,\%$  kleiner als der der 25 µm-Eisenfolie. Beim zweiten Peak gibt es einen deutlichen Unterschied, der Peak der 4x3 µm-Eisenfolie ist nur etwa  $24\,\%$  kleiner als der der 25 µm-Eisenfolie. Fr diese Abweichungen drfte es zwei Grnde geben:

- Da die 25 µm-Eisenfolie mehr als dopplet so dick wie die 4x3 µm-Eisenfolie ist, tritt der Effekt der nicht zu vernachligenden Probendicke deutlicher zu Tage. Die 25 µm-Eisenfolie hat eine Flendichte von 19,7 mg cm $^{-2}$ , die 4x3 µm-Eisenfolie 9,4 mg cm $^{-2}$  berechnet wird dies mit dem Wissen, dass Eisen eine Dichte von 7,874 g cm $^{-3}$  hat [5]. Daher wird der dritte Peak bei der 25 µm-Eisenfolie ster niveliert als bei der 4x3 µm-Eisenfolie
- Dadurch, dass die 4x3 µm-Eisenfolie aus vier sehr d<br/>nnen 3 µm-Folien besteht, ist die Ausrichtung der Magnetfelder der Atome nicht mehr zufig wie in einer optimalen Pulverprobe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Magnetfelder senkrecht zum Photonenstrahl ausgerichtet sind, ist viel hher. Der Vergleich der fraglong-Werte beider Folien bestgt diese erlegung: Wend die 25 µm-Eisenfolie einen fraglong-Wert von 0,2733 erreicht, hat die 4x3 µm-Eisenfolie einen Wert von 0,1702. Bei einem optimalen Pulver m<br/>sten alle Raumrichtungen gleich stark vertreten sein, also die Ebene senkrecht zum Strahl 0,6667 und die Linie parallel zum Strahl 0,3333 erreichen. Von fraglong = 0,3333 weichen aber beide Folien ab, die 4x3 µm-Eisenfolie sogar deutlich

Diese Erkenntnisse erkl<br/>n auch direkt den zweiten Punkt: Da beide Folien dicker als die vom Modell erlaubten <br/>  $1\,\mathrm{mg\,cm^{-2}}$  sind, findet eine signifikante Nivelierung der zweiten und dritten Peaks im Vergleich zum ersten statt. Die gro<br/> Abweichung des zweiten Peaks der  $4x3\,\mu\mathrm{m}$ -Eisenfolie wiederum <br/>lt sich durch die stere Ordnung in der Folie im Vergleich zur 25  $\mu\mathrm{m}$ -Eisenfolie erkl<br/>n. Der zweite Peak wird also offenbar durch eine stere Anordnung in die Richtung senkrecht zum Photonenstrahl verstt.

Fr die Erklng der massiven Abweichung der Absorption bei der  $25\,\mu\text{m}$ -Eisenfolie mit Stabmagneten im Vergleich zur Absorption der  $25\,\mu\text{m}$ -Eisenfolie ohne Magnet muss ebenfalls auf die Ordnung der Magnetfelder geschaut werden: Das ere Magnetfeld fhrt zu einem fraglong-Wert von 0,0634. Dies fhrt zu dem im Vergleich zu den anderen beiden Peaks so gron zweiten Peak. Da hier aber mit  $25\,\mu\text{m}$ -Eisenfolie ohne Magnet eine Vergleichsmessung vorliegt, kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die Erhhung der Ordnung nicht nur zu einer Steigerung der Absorption des zweiten Peaks, sondern

auch zu einer Senkung bei den beiden anderen Peaks fhrt.

Eine interessante Beobachtung ist, dass die Ausrichtung der Eisenfolien zu einer anderen effektiven Dicke der Folien fhren: So gibt Moessfit im Vergleich zur  $25 \,\mu\text{m}$ -Eisenfolie ohne Magnet fr die  $25 \,\mu\text{m}$ -Eisenfolie mit Stabmagneten einen etwa  $16.5 \,\%$  kleineren und fr die  $25 \,\mu\text{m}$ -Eisenfolie mit Ringmagneten einen etwa  $8.5 \,\%$  hheren Wert von ta aus.

Zu guter letzt wird die Auswirkung der Schwankung des Magnetfeldes beachtet. Dafr werden die sigma-Werte verglichen: Diese sind zwischen den beiden nicht-magnetisierten Folien mit einer Abweichung der  $4x3\,\mu$ m-Eisenfolie um  $+3.7\,\%$  im Vergleich zur  $25\,\mu$ m-Eisenfolie ohne Magnet nahezu gleich (da sigma quadratisch eingeht, spielt das Vorzeichen keine Rolle), weichen aber stark ab, sobald die Folien magnetisiert werden. Die  $25\,\mu$ m-Eisenfolie mit Stabmagneten erreicht einen Wert von  $+113.3\,\%$ , die  $25\,\mu$ m-Eisenfolie mit Ringmagneten von  $-15.8\,\%$ . Damit schwankt das effektive Magnetfeld in der  $25\,\mu$ m-Eisenfolie mit Stabmagneten mehr als doppelt so stark wie in der  $25\,\mu$ m-Eisenfolie ohne Magnet, wend die Schwankung bei der  $25\,\mu$ m-Eisenfolie mit Ringmagneten geringer ausft.

Die Isomerieverschiebung hingegen ert sich weder durch eine vererte Dicke noch durch das Anlegen eines Magnetfeldes und schwankt zwischen -0,10914 und -0,11268, was einem Mittelwert von -0,11091 und einer Abweichung von diesem um  $\pm 1,6\%$  entspricht.

#### 3.5 Anpassungen des Modells fr Ferrocen

(a) Mauerspektrum

(b) Gefittete Werte des Spektrums

Abbildung 10: Gefittetes Mauerspektrum von Ferrocen

Fr Ferrocen muss das Modell eine andere Anpassung erfahren: Bei einer Betrachtung der Messwerte wird deutlich, dass nur zwei Peaks zu sehen sind. Diese stimmen sehr gut mit den beiden Peaks in Bild 2(b) berein. Daher liegt der Gedanke nahe, dass hier das Magnetfeld irrelevant ist und dafr das elektrische Feld betrachtet werden muss. Es werden also folgende Anpassungen vorgenommen: B wird aus genanntem Grund auf null gesetzt. eta wird ebenfalls als null angenommen, da von einem symmetrischen Feld ausgegangen werden kann. Parallel zu den Anpassungen oben knnen auch theta und phi null gesetzt werden, und wie oben wird damit auch gamma irrelevant. Da weder die Probendicke noch die Ausrichtung der Ferrocen-Molekle weitergehend untersucht werden sollen, knnen diese derungen als vollstig angenommen werden. Es werden also folgende Parameter verwendet: Vzz, CS, omega, I0, A0 und beta.

## 4 Fazit

## Literatur

- [1] https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/ressourcen/dateien/lehre/praktika/mbs?lang=de  $16.11.2016\ 16:00\ \mathrm{Uhr}$
- [2] https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6%C3%9Fbauerspektroskopie 16.11.2016 16:15 Uhr
- [3] https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperfeinstruktur 16.11.2016 16:15 Uhr
- [4] https://de.wikipedia.org/wiki/Doppler-Effekt#Doppler-Effekt\_ohne\_Medium 16.11.2016 17:50 Uhr
- [5] https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen 24.11.2016 17:50 Uhr